



Garrafas Compact B

Gases Medicinais acondicionados
“prontos a usar”



Para uma melhor qualidade dos tratamentos



No meio hospitalar ou extra hospital, no quotidiano ou em situações de urgência.



A garrafa COMPACT B, concebida para dar segurança ao utilizador na sua utilização e facilitar a boa prática médica



Esta garrafa com redutor-debitómetro integrados foi desenvolvida em estreita colaboração com os serviços hospitalares de urgência e representa a embalagem de gás medicinal a mais apreciada pelos utilizadores. Esta inovação que teve o seu início em 1993, foi galardoada com o prémio Pharmapack de 1999, recompensando a embalagem farmacêutica inovadora sendo uma mais valia enquanto serviço de segurança para o utilizador.



Uma eficácia total

Com a garrafa presença, o medicamento contido está disponível de imediato graças a um redutor-debitómetro totalmente integrado oferecendo 2 possibilidades de utilização:

- uma saída oval que permite um débito contínuo regulável
- uma saída de alta pressão com a sua "tomada normalizada" para dispositivos médicos.

Pronto a usar

e oferece as melhores condições para a prática médica: todos os parâmetros essenciais, a regulação e as ligações são reagrupados em frente ao utilizador, sempre visíveis e acessíveis.

Com toda a segurança para o paciente e para o profissional da saúde.

A tecnologia do redutor-debitómetro integrado, dispositivo médico com marcação CE, sob manutenção periódica pela AIR LIQUIDE Medicinal, limita os riscos ligados à alta pressão e à manipulação dos redutores tradicionais. A pressão residual afixada permanentemente indicaEste condicionamento

está pronto a usarem qualquer momento, a quantidade de medicamento restante na garrafa. Este condicionamento ergonómico foi concebido para ser mais estável, menos expostos a choques e particularmente operacional independentemente da medicação.

Em todas as situações

A forma original do chapéu permite uma colocação nas camas ou nas macas, as rodas da garrafa grande (15 litros), a pega de transporte, a concepção compacta da garrafa são particularmente apreciadas aquando da sua utilização no domicílio ou no hospital, em situações de urgência e de primeiros socorros.



Simplicidade e segurança

- Saída oval: débito contínuo regulável **1**
- Saída tomada normalizada regulada e 3,5 bar para dispositivo médico adaptado **2**
- Torneira com pressão residual suprimindo qualquer risco de poluição
- Debitómetro com orifícios calibrados - débitos pré-regulados: 0 -1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 litros por minuto **3**
- Travão de segurança regulado a 5 bar
- Chapéu de protecção do regulador debitómetro **4**
- Estabilidade em posição deitada
- Manómetro com indicação contínua da pressão residual afim de permitir uma leitura da autonomia **5**

Condicionamento farmacêutico

- Rótulo farmacêutico **6**
- Etiqueta com indicação do lote
- Modo de utilização
- Tabela de autonomia **7**
- Modo de emprego do redutor-debitómetro **8**
- Botão electrónico para a traçabilidade **9**

Manuseamento e ergonomia

- Rodas de transporte integradas na garrafa de 3m³ **10**
- Pega de transporte ergonómica **11**
- Dispositivo de encaixe nas camas ou nas macas" **12**
- Peso aligeirado

Uma gama completa de acessórios compatíveis:

caixas para alojamento, carros, e suportes de encaixe, kit's de administração, humidificadores... sacos de transporte, ...



Contactos

Air Liquide Medicinal

Lisboa:

Rua Dr. António Loureiro Borges, 4 - 6º

Arquiparque - Miraflores

1495 - 131 - ALGÉS

Tel.: 21 410 31 44

Fax: 21 410 92 81

Assistente Comercial Gás - Região Sul:

crisovao.lajes@airliquide.com

Porto:

Air Liquide Medicinal

Rua 5 de Outubro, 5005

4430 - 260 - AVINTES

Tel.: 22 787 71 20

Fax: 22 787 71 08

Assistente Comercial Gás - Região Norte:

alice.andrade@airliquide.com

